

アレルギー検査報告書変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、アレルギー検査報告書の変更につきまして、下記の通りご案内いたします。
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。
謹白

記

■ 変更日

2025 年 12 月 中旬 ご報告分より順次

■ 対象報告書 アレルギー検査報告書

■ 変更点

アラスタットの判定基準を削除し、TARC（Th2ケモカイン）の判定基準を追加いたします。

※ 詳細は裏面をご確認ください。



赤枠が変更箇所となります

表面

裏面

[illegible][illegible]

現

判定基準

特異的IgE (Viewアレルギー39)			特異的IgE (MAST48mix,MAST36)			シングルアレルゲン CLEIA(アラスタット)			シングルアレルゲン FEIA (CAP)		
クラス	Index値	判定	クラス	ルミカウント (LC)	判定	クラス	特異的IgE抗体価 (IU/mL)	判定	クラス	特異的IgE抗体価 (U/mL)	判定
0	0.27未満	陰性	0	0 ~ 1.39	陰性	0	0.10未満	陰性	0	0.35未満	陰性
1	0.27 ~ 0.50未満	疑陽性	1	1.40 ~ 2.77	疑陽性		0.10 ~ 0.34	微弱陽性	1	0.35 ~ 0.70未満	陽性
2	0.50 ~ 1.80未満		2	2.78 ~ 13.4		2	0.35 ~ 0.69		2	0.70 ~ 3.50未満	
3	1.80 ~ 7.05未満		3	13.5 ~ 58.0	2	0.70 ~ 3.49	3	3.50 ~ 17.5未満			
4	7.05 ~ 17.35未満	陽性	4	58.1 ~ 119	3	3.50 ~ 17.4	4	17.5 ~ 50.0未満			
5	17.35 ~ 29.31未満		5	120 ~ 159	4	17.5 ~ 52.4	5	50.0 ~ 100未満			
6	29.31以上		6	160 ~ 200	5	52.5 ~ 99.9	6	100以上			
						6	100以上				

特異的IgE (Ara h 2) (ピーナッツ由来)		
特異的IgE抗体価 (U _A /mL)	判定	
0.35未満	陰性	
0.35 ~ 3.99	疑陽性	
4.00以上	陽性	

新

判 定 基 準			
特異的IgE (Viewアレルギー39)		特異的IgE (MAST48mix, MAST36)	
項目	Index値	項目	ルミカウント (LC)
0	0.27未満	0	0 ~ 1.39
1	0.27 ~ 0.50未満	1	1.40 ~ 2.77
2	0.50 ~ 1.80未満	2	2.78 ~ 13.4
3	1.80 ~ 7.05未満	3	13.5 ~ 58.0
4	7.05 ~ 17.35未満	4	58.1 ~ 119
5	17.35 ~ 29.31未満	5	120 ~ 159
6	29.31以上	6	160 ~ 200
	判定		判定
	陰性		陰性
	疑陽性		疑陽性
	陽性		陽性
シングルアレルゲン FEIA (CAP)		特異的IgE (Ara h 2) [ピーナッツ由来]	
項目	特異的IgE抗体価 (U/mL)	項目	特異的IgE抗体価 (U/mL)
0	0.35未満	0	0.35未満
1	0.35 ~ 0.70未満	1	0.35 ~ 3.99
2	0.70 ~ 3.50未満	2	4.00以上
3	3.50 ~ 17.5未満		陰性
4	17.5 ~ 50.0未満		疑陽性
5	50.0 ~ 100未満		陽性
6	100以上		
TARC (Th2ケモカイン)		単位 (pg/mL)	
6ヵ月以上~12ヵ月未満		1367未満	
1歳以上~2歳未満		998未満	
2歳以上~16歳未満		743未満	
16歳以上		450未満	

「アラスタット」の表を削除した場所へ「CAP」の表を配置。
「Ara_h2」の表を上へ移動し、右下へ「TARC」の表を配置